



Labcorp ColoFIT™ Home Collection Kit

Let's get started.

Kit includes:



Green-cap sample collection device



Collection paper



Absorbent pad



Specimen confirmation form



Biohazard specimen bag



Hard mailing envelope

1 Read through the instructions completely before collecting the sample. Test results may be invalid if sample is not collected properly. Please check the label on the sample collection device and confirm it is your name printed on the label.

2 Open your kit and place all the contents on a clean, dry surface. It may be helpful to place on a counter in the bathroom so you can quickly reach it from the toilet.

3 Place the collection paper inside toilet bowl on top of water. If you need to urinate, do so before placing the collection paper in the toilet to keep the top of the paper dry.

4 Deposit stool sample on top of collection paper.

5 Hold collection device vertically and open green cap by twisting and lifting the probe from the device.

6 Scrape the surface of the fecal sample with the sample probe. Cover the grooved portion completely with stool sample. Collect sample from stool before paper sinks and stool sample touches water.

7 Close collection device by inserting the sample probe and snap green cap on tightly. Do not reopen.

8 Flush. Collection paper is biodegradable and will not harm septic systems.

9 Wrap the collection device in the absorbent pad and insert into the biohazard specimen bag.

10 Fill out the specimen confirmation form. Include the collection date and time and your signature in the Patient Section.

11 Place the sealed biohazard bag containing your specimen and completed specimen confirmation form into the hard mailing envelope.

12 Peel tape from flap of envelope. Fold flap at line. Press flap firmly to seal.

13 Place the prepaid sealed mailing envelope in your mailbox to return to the lab.

Sample must be sent within 24 hours of collection.

14 Results available in the Labcorp Patient™ portal 7 to 10 days after the sample arrives at the lab. Visit patient.labcorp.com to set up or access your account.

15 To view a dependent's results, add them to your Labcorp Patient portal account. Results are also sent to the health care provider who ordered this testing for you.

To see a video, scan QR code:



Or go to labcorp.com/ColofitInstructionsID

Kit de recolección en el hogar ColoFIT™ de Labcorp

Empecemos.

El kit incluye:



Dispositivo de recolección de muestras con tapa verde



Papel de recolección



Almohadilla absorbente



Formulario de confirmación de la muestra



Bolsa para muestras con riesgo biológico



Sobre rígido de correo

1
Lea las instrucciones por completo antes de tomar la muestra. Es posible que los resultados de la prueba no sean válidos si la muestra no se toma correctamente. Compruebe la etiqueta del dispositivo de recolección de muestras y confirme que sea su nombre el que está impreso en la etiqueta.

2
Abra el kit y coloque todo el contenido sobre una superficie limpia y seca. Puede ser útil colocarlo en una encimera del baño para poder tomarlo rápidamente desde el inodoro.

3
Coloque el papel de recolección dentro del inodoro sobre el agua. Si necesita orinar, hágalo antes de colocar el papel de recolección en el inodoro para mantener la parte superior del papel seco.

4
Coloque la muestra de heces encima del papel de recolección.

5
Sujete el dispositivo de recolección verticalmente y abra la tapa verde girando y levantando la sonda del dispositivo.

6
Raspe la superficie de la muestra fecal con la sonda de muestras. Cubra completamente la parte ranurada con la muestra de heces. Tome la muestra de heces antes de que el papel se hunda y la muestra de heces entre en contacto con el agua.

7
Cierre el dispositivo de recolección introduciendo la sonda de muestra y cierre bien la tapa verde. No vuelva a abrir.

8
Jale la cadena del inodoro. El papel de recolección es biodegradable y no dañará los sistemas sépticos.

9
Envuelva el dispositivo de recolección en la almohadilla absorbente e introdúzcalo en la bolsa para muestras de riesgo biológico.

10
Llene el formulario de confirmación de la muestra. Incluya la fecha y hora de recolección y su firma en la sección del paciente.

11
Coloque la bolsa para materiales de riesgo biológico sellada que contiene su muestra y el formulario lleno de confirmación de muestra en el sobre rígido de correo.

12
Despegue la cinta de la pestaña del sobre. Doble la pestaña en la línea. Presione la pestaña con firmeza para cerrar el sobre.

13
Coloque el sobre prepago para correo cerrado en su buzón para enviarlo al laboratorio.

La muestra debe enviarse en un plazo de 24 horas a partir del momento de la recolección.

14
Resultados disponibles en el portal Labcorp Patient™ entre 7 y 10 días después de la llegada de la muestra al laboratorio. Visite patient.labcorp.com para configurar o acceder a su cuenta.

15
Para consultar los resultados de un dependiente o niño, añádalos a su cuenta del portal de pacientes Labcorp. Los resultados también se entregan al profesional de atención médica que ordenó las pruebas para usted.

Para ver un video, escanee el código QR:



O visite: labcorp.com/ColofitInstructionsID